

2024年7月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「セイフアクセス 輸液セット N」の仕様を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。
しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品を
ご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。

敬具

— 記 —

販売名： セイフアクセス 輸液セット N
変更箇所： 点滴筒のキャップ
変更内容：

変更箇所	現	新
点滴筒のキャップ形状		
材質	ABS 樹脂	ポリプロピレン

変更理由： 部材供給元において仕様変更があったため
変更時期：2024年11月頃より順次
(在庫状況により前後する場合がございます。)

対象カタログ番号と変更開始ロット番号

カタログ番号	ロット番号
18NPVL601C	24F07J1



販 売 名： セイフアクセス 輸液セット N

医療機器認証番号：226AABZX00164000

クラス分類：Ⅱ 管理医療機器

JMDN コード：70371000 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 医療関係者向け製品情報サイト

<https://cardinalhealth-info.jp/>

