

2024年8月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

### 仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度「カンガルーボタンⅡ」の仕様を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。  
弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます





敬具

— 記 —

販売名：カンガルーボタンⅡ

変更箇所：ガイドワイヤーディスベンサ

変更内容：①フックの色が青からクリアへ変更 ②ディスベンサの後端部のカシメ加工から Closed 加工へ変更

変更箇所	現	新
フック		
ディスベンサの後端部		

変更理由：製品の安定供給の為

変更時期：2024年9月より順次

(在庫状況により前後する場合がございます。)



販 売 名 : カンガルーボタンⅡ  
医療機器承認番号 : 21600BZZ00252000  
一 般 的 名 称 : 長期的使用胃瘻用ボタン  
JMDN コード : 38565003  
ク ラ ス 分 類 : Ⅲ 高度管理医療機器

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。  
カーディナルヘルス株式会社 医療関係者向け製品情報サイト  
<https://cardinalhealth-info.jp/>



対象カタログ番号と変更開始ロット番号

カタログ番号	ロット番号	変更時期
3730-7020	未定	未定
3733-1615	未定	未定
3733-1620	未定	未定
3733-1625	未定	未定
3733-1630	未定	未定
3733-1635	未定	未定
3733-2015	未定	未定
3733-2020	24J0291	2024年9月中旬
3733-2025	24J0293	2024年9月中旬
3733-2030	24K0250	2024年10月中旬
3733-2035	24J0294	2024年9月中旬
3733-2040	24J0292	2024年9月中旬
3733-2045	未定	未定
3733-2050	未定	未定
3733-2420	未定	未定
3733-2425	未定	未定
3733-2430	未定	未定
3733-2435	24K0253	2024年10月中旬
3733-2440	24K0249	2024年10月中旬
3733-2445	24K0257	2024年10月中旬
3733-2450	24K0254	2024年10月中旬
3733-2455	24K0256	2024年10月中旬