

2024年10月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度カーディナルヘルス ディスポーザブル 合成ゴム（ネオプレン）製手術用手袋「プロテキシス™ ネオプレン エssenシャル」の仕様を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。
しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。

敬具

— 記 —

販 売 名：カーディナルヘルス ディスポーザブル 合成ゴム（ネオプレン）製手術用手袋

製 品 名：プロテキシス ネオプレン エssenシャル

医療機器認証番号：229ADBZI00092000

J M D N コード：40549000

変 更 箇 所：①滅菌方法の変更
②使用期限の変更
③製品個包装（パウチ）の表記

対象カタログ番号および初回品ロット番号：

カタログ番号	初回品ロット番号
2D73DS55	TS24090057
2D73DS60	TS24090059
2D73DS65	TS24090058
2D73DS70	TS24090062
2D73DS75	TS24090060
2D73DS80	TS24090048
2D73DS85	TS24090054

変更内容:

	変更箇所	現	新
①	滅菌方法の変更	放射線滅菌 (ガンマ線)	放射線滅菌 (X線)
②	使用期限の変更	3年 使用期限は製品外箱に表示	2年 使用期限は製品外箱に表示
③	個包装 の表記 (表面) *日本語表記の配置 が変更になります		
	個包装 の表記 (裏面) *変更なし (日本語表記なし)		

変更理由: ①および② 製造元による滅菌方法の変更
③ 製造元による仕様の変更 (アートの見直しによる)

変更時期: 2024年11月頃より順次
(在庫状況により前後する場合がございます。)

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 医療関係者向け製品情報サイト

<https://cardinalhealth-info.jp/>

