



# Webcol™

ウェブコル™・エル

ウェブコル™・エコ

アルコール含浸不織布

  
CardinalHealth™

## ウェブコル™・エル

### 大型タイプ

#### 用途

手指や、身の回りの器具の清拭

#### 使用方法


個包装を開封して不織布を取り出し、そのまま塗擦し、清拭用として使用します。



## ウェブコル™・エコ

### 小型タイプ

- ・廃棄物の削減
- ・コストダウン
- ・保管スペースの削減



### 手や指などの清拭に



手や指など使用できます。  
おむつを交換したときなど、手の汚れを清拭・清潔にするとときに便利です。

### 事務用品からテーブルまわりを清潔に



パソコン関連製品から事務用品、介護機器など、幅広くご使用いただけます。  
冷蔵庫や調理場、テーブルまわり、手の触れる電話の受話器などの清拭に便利です。

## 仕様

製品名	ウェブコル・エル
カタログ番号	5110N
成分	イソプロピルアルコール、水
担体	不織布(レーヨン/ポリエステル)
担体サイズ	84mm×41mm(2ツ折)
包装単位	200包/箱、20箱/ケース
滅菌方法	γ線滅菌

製品名	ウェブコル・エコ
カタログ番号	6818EN
成分	イソプロピルアルコール、水
担体	不織布(レーヨン/ポリエステル)
担体サイズ	61mm×27mm(2ツ折)
包装単位	200包/箱、20箱/ケース
滅菌方法	γ線滅菌

### 使用上の注意

- 火気に近づけないでください。
- 幼児の手の届かない所、直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 液が眼に入った場合は、すぐに水またはぬるま湯で洗い流してください。
- 皮膚の弱い方が使用される場合、または長時間使用される場合は、肌荒れの恐れがありますのでご注意ください。
- 肌の異常時及び肌に合わない場合には、使用しないでください。
- 合成ゴム、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装等はイソプロピルアルコールによって変質することがあるので、長時間触れさせないでください。

お問合せ先  
カーディナルヘルス株式会社  
Tel. 0120-917-205



製品情報  
サイトはこちら

