

No	部品名	部品コード	希望小売価格 (税抜)	作業分類	
				①	②
1	CPU基板	1057178	43,800		○
2	パワーサプライアッセンブリ (電源基板)	1057176	24,300		○
3	ヘッドフック	A11168	3,000		○
4	ヒューズ	F010443	700		○
5	—	—	—		
6	バルブ	F010480	30,900		○
7	ファン	F010481	3,500		○
8	—	—	—		
9	メンブランパネル	1049363	7,000		○
10	—	—	—		
11	—	—	—	○	○
12	ラバーフット	F31861	700		○
13	ファンフィルター	F31869	700		○
14	コードカバー	F31872	700	○	○
15	マフラー	F31882	700		○
16	コンプレッサー	F32052	44,900		○
17	背面キャビネットケース	F31935	4,100		○
18	正面キャビネットケース	F31936	3,000		○
19	コンプレッサーチューブ	F31910	4,000		○
20	ワイヤバリアー	F31865	900		○
21	—	—	—		
22	コンプレッサー (上)	F31905	700		○
23	チェックバルブ (逆流防止弁)	F010540	3,800		○
24	ハウジングスクリュー	F132213	700	○	○
25	バッテリースクリュー	F132190	700	○	○
26	コンプレッサースクリュー	F132189	700	○	○
27	メインBDスクリュー	F130567	700	○	○
28	SCD脚部フォーム	AMS1210B1	1,000	○	○
29	ハンドポンプ	KHN-01	1,000	○	○
30	脚部フォーム空気抜きストロー	KST-01	500	○	○

※ 希望小売価格につきましては変更になることが御座います。

※ No.18正面キャビネットケースを交換される場合の注意

➢ No.9メンブランパネル (操作パネル) も合わせてご注文下さい。古いメンブランパネルは再利用できません。

※ No.17背面キャビネットケースを交換される場合の注意

➢ シリアルNoが印字されているラベルは古い背面キャビネットケースから剥がし、新しい背面キャビネットケースへ貼り直して下さい。再発行はできません。

※ No.16コンプレッサーを交換される場合、No.22コンプレッサー (上) が必要ですので別途購入して下さい。

※ 各スクリュー (No.24, 25, 26, 27) は1個の価格となります。

【作業分類説明】

- ① 使用者による日常部品交換
- ② 弊社テクニカルトレーニングを受けた技術者又は臨床工学技士による交換部品