

2020年6月

お客様各位

日本コヴィディエン株式会社

### 販売中止および代替品のご案内

謹啓 貴院々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社製品「セイフアクセス 輸液セット」の一部カタログ番号を製品仕様の変更に伴いまして、現在の在庫を持ちまして販売を中止する運びとなりましたのでご案内申し上げます。  
今後につきましては、下記の通り代替製品をご用意致しておりますので、ご検討を頂ければ幸甚に存じます。  
長きに亘りご愛顧を賜りまして心より感謝申し上げますとともに、今後とも引き続き弊社製品のご愛顧を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

謹白

－ 記 －

#### 【販売中止製品】

販売名 : セイフアクセス 輸液セット  
医療機器認証番号 : 219ADBZX00124000  
一般的名称 : 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット  
JMDNコード : 70371000  
クラス分類 : II - 管理医療機器  
カタログ番号 : 188PC20-3C  
販売終了時期 : 2020年7月 (在庫無くなり次第終了)

#### 【代替製品】

販売名 : セイフアクセス 輸液セット  
医療機器認証番号 : 219ADBZX00124000  
一般的名称 : 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット  
JMDNコード : 70371000  
クラス分類 : II - 管理医療機器  
カタログ番号 : 188PC2053C

以上

添付資料) 代替製品について

販売名 : セイフアクセス 輸液セット

医療機器認証番号 : 219ADBZX00124000

一般的名称 : 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット

JMDNコード : 70371000

クラス分類 : II - 管理医療機器





カタログ番号	全長	JANコード	メーカー 希望小売価格
188PC2053C	252cm	4987578891697	21,500 円/箱

包装単位 : 10 本/箱

エチレンオキサイドガス滅菌済

再使用禁止

販売中止製品 代替製品 製品対比

	カタログ番号	仕様	Tポート メスルアー部材質	全長
販売中止品	188PC20-3C		 ポリカーボネート	243cm
代替製品	188PC2053C		 ポリプロピレン	252cm

変更内容 : Tポートメスルアー部の材質をポリプロピレンへ変更

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

日本コヴィディエン株式会社 製品情報・FAQ サイト

<https://www.pa-solution.net/as/scope3/cardinalhealth/web/>

