

2025 年 1 月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

仕様変更のご案内



拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「SMAC プラス」の仕様を変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。

敬具

— 記 —

販売名 : SMAC プラス
変更箇所 : ダイレータハブ
変更内容 :

変更箇所	現	新
ダイレータハブ		

変更理由 : ダイレータを置いた際、転がりにくくするため
変更時期 : 2025 年 2 月より順次
(在庫状況により前後する場合がございます。)

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。
カーディナルヘルス株式会社 医療関係者向け製品情報サイト
<https://cardinalhealth-info.jp/>



別紙) 対象カタログ番号と変更開始時期

カタログ番号	製品名・規格	変更開始 ロット番号	変更時期
1312-6WG	12G×14cmタイプ ダブルルーメン	未定	4月下旬
1312-8WG	12G×20cmタイプ ダブルルーメン	25B0170	3月中旬
1312-12WG	12G×30cmタイプ ダブルルーメン	25B0120	2月上旬
1312-23WG	12G×60cmタイプ ダブルルーメン	25C0155	4月中旬
13126WGFC	12G×14cmタイプ ダブルルーメン フルキット	未定	6月中旬
13128WGDFC	12G×20cmタイプ ダブルルーメン フルキット	未定	未定
13128WGFC	12G×20cmタイプ ダブルルーメン フルキット	25B0172	3月上旬
131212WGFC	12G×30cmタイプ ダブルルーメン フルキット	25C0173	4月上旬
131223WGFC	12G×60cmタイプ ダブルルーメン フルキット	未定	5月下旬
13128WGHF	12G×20cmタイプ ダブルルーメン フルキット 耐圧タイプ	25C0176	4月中旬
1315-5WG	15G×13cmタイプ ダブルルーメン	未定	未定
1315-8WG	15G×20cmタイプ ダブルルーメン	25C0178	4月上旬
1315-12WG	15G×30cmタイプ ダブルルーメン	25C0110	3月上旬
1315-23WG	15G×60cmタイプ ダブルルーメン	25B0387	4月下旬
1317-2WG	17G×5cmタイプ ダブルルーメン	未定	4月下旬
1317-3WG	17G×8cmタイプ ダブルルーメン	25C0180	4月下旬
1317-5WG	17G×13cmタイプ ダブルルーメン	未定	8月上旬
1317-8WG	17G×20cmタイプ ダブルルーメン	25B0188	4月下旬
1317-12WG	17G×30cmタイプ ダブルルーメン	未定	5月下旬
1317-23WG	17G×60cmタイプ ダブルルーメン	25B0386	3月中旬
1312-6TG	12G×14cmタイプ トリプルルーメン	25B0167	4月下旬
1312-8TG	12G×20cmタイプ トリプルルーメン	25C0107	3月上旬
1312-12TG	12G×30cmタイプ トリプルルーメン	25C0105	3月中旬
1312-23TG	12G×60cmタイプ トリプルルーメン	未定	6月上旬
1312-6TGFC	12G×14cmタイプ トリプルルーメン フルキット	25B0197	3月上旬
13128TGFC	12G×20cmタイプ トリプルルーメン フルキット	25B0147	3月中旬
131212TGFC	12G×30cmタイプ トリプルルーメン フルキット	25B0145	4月上旬
131223TGFC	12G×60cmタイプ トリプルルーメン フルキット	未定	4月中旬
13128TGHF	12G×20cmタイプ トリプルルーメン フルキット 耐圧タイプ	25B0168	2月下旬
1315-2TG	15G×5cmタイプ トリプルルーメン	未定	未定
1315-3TG	15G×8cmタイプ トリプルルーメン	未定	5月上旬
1315-5TG	15G×13cmタイプ トリプルルーメン	25C0133	3月中旬
1315-5TGFC	15G×13cmタイプ トリプルルーメン フルキット	未定	7月下旬
1317-2TGA	17G×5cmタイプ トリプルルーメン	25B0385	4月中旬
1317-3TGA	17G×8cmタイプ トリプルルーメン	25B0384	3月中旬
1317-5TGA	17G×13cmタイプ トリプルルーメン	未定	未定
1311-6QGFC	11G×14cmタイプ クワッドルーメン フルキット	25C0153	4月中旬
1311-8QGFC	11G×20cmタイプ クワッドルーメン フルキット	25B0166	3月上旬
1311-8QGHF	11G×20cmタイプ クワッドルーメン フルキット 耐圧タイプ	25B0196	2月中旬
19116QGZF	11G×14cmタイプ クワッドルーメン フルキット	未定	未定
19118QGZF	11G×20cmタイプ クワッドルーメン フルキット	未定	未定

販 売 名： SMAC プラス

医療機器承認番号： 21900BZX00953000

一般的名称： 中心静脈用カテーテル

JMDN コード： 10729100