



THINK SAFETY

バクテリアート用・血液分注用器具

血液培養ボトル用分注器
セーフティホルダー



血液分注を安全に

針刺し、切創事故を軽減する
安全簡単なセーフティホルダーです。

- バクテアラート専用培養ボトルに対応しています。
- セーフティホルダー内に針が納められているため、血液培養ボトルへの接続が安全に行えます。
- 血液培養ホルダー用アダプタにより、真空採血管への分注も可能です。



【製品情報】

カタログ番号	製品名
BCULT50	血液培養ボトル用分注器 セーフティホルダー

製品規格
一般的名称 : ルアーアダプタ
販売名 : 血液培養ボトル用分注器 セーフティホルダー
医療機器届出番号 : 22B1X00007ZK001A
クラス分類 : I 一般医療機器



バクテアラート 3D シリーズ



バクテアラート VIRTUO



バクテアラート専用培養ボトル

※バクテアラートは、バイオメリュージャパン株式会社が製造販売する血液培養自動分析装置です。

- サンプルのご依頼・ご購入方法はこちらよりご確認ください。

https://pages.cardinalhealth-info.jp/safety-holder_contact_Registration.html

- お電話でのお問い合わせ

TEL : 0120-917-205

【お問い合わせフォーム】



カーディナルヘルス株式会社
TEL 0120-917-205

© 2025 Cardinal Health. All Rights Reserved.
CARDINAL HEALTH、Cardinal Health ロゴは、Cardinal Health の商標又は登録商標です。
その他の商標はすべて、それぞれの所有者の所有物となります。

製品情報サイトは
こちら




CardinalHealth™
cardinalhealth.jp

ct-sh-bchd
2501.2000.Mark