

購入可能パーツ	注文部品番号	希望小売価格 (円)
SCDスマートフローデンゲンコード (必ず弊社指定のものと交換してください)	102965-SP	2,300
SCDスマートフローサービスカバーアッセンブリ	PT00104866	1,900
SCDスマートフローベッドフックカバー	PT00102961	1,500
SCDスマートフローバッテリー* (必ず弊社指定のものと交換してください)	106442-SP	14,700
SCDスマートフローベッドフック*	PT00102958	3,800
スプリング (ベッドフック用・右) *	1029074	700
スプリング (ベッドフック用・左) *	1029076	700
Oリング付ネジセット 10本入り**	SCD700SCRE	2,000
Oリングセット 10本入り**	SCD700-ORI	1,000
SCD脚部フォーム**	AMS1210B1	1,000
ハンドポンプ**	KHN-01	1,000
脚部フォーム空気抜きストロー**	KST-01	500
トルクドライバーセット***	SCD700TDS2	38,000

*のパーツの購入・交換は弊社のテクニカルトレーニングを受講され方のみです。

、*のパーツはSCD700と共通のパーツです。

***はビットT15, T10とトルクドライバー本体のセット販売ですが、スマートフローにはT10のビットは使用しません。