

2025年3月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

### 電子化された添付文書の改訂のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「PI カテーテル キット」の電子化された添付文書を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内傍々お願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

販売名 : PI カテーテル キット

改訂内容 :

改訂前	改訂後
<p>【使用方法等】</p> <p>(9) カテーテル抜去</p> <p>カテーテル抜去の際は、以下の点に注意し、定められた手順に従い実施すること。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 抜去するときは刺入部位を心臓から低くする。空気塞栓を防止するために、仰臥位またはトレンデレンブルグ体位を推奨する。</li><li>2. ドレッシング材を取り除く。</li><li>3. カテーテルをゆっくりと抜去する。確実に止血されていることを確認し、密閉性の高いドレッシング材を貼付する（24時間程度）</li><li>4. 抜去手順を記録する。</li></ol>	<p>【使用方法等】</p> <p>(9) カテーテル抜去</p> <p>カテーテル抜去の際は、以下の点に注意し、定められた手順に従い実施すること。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 抜去するときは刺入部位を心臓から低くする。空気塞栓を防止するために、仰臥位またはトレンデレンブルグ体位を推奨する。</li><li>2. ドレッシング材を取り除く。</li><li>3. カテーテルをゆっくりと抜去する。<u>絆創膏や綿球等を貼付し、確実に止血する。</u></li><li>4. 抜去手順を記録する。</li></ol>

改訂理由 : 実際の臨床現場に即した内容と合わせ記載内容を見直したため。

販売名 : PI カテーテル キット

製品名 : PI カテーテル キット

医療機器承認番号 : 20700BZZ01224000

クラス分類 : IV 高度管理医療機器

一般的名称 : 末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル

JMDNコード : 36257100



## CardinalHealth

変更後の電子化された添付文書を閲覧される際は、専用アプリ「添文ナビ」をスマートフォンやタブレット端末にインストールして、容器または被包に記載された符号（GS1 コード）からご覧いただくか、従来通り PMDA ホームページから検索してご覧いただけますようお願い致します。詳細については別添資料「電子化された添付文書」のご案内”をご参照ください。

紙の添付文書を必要とされる場合には、弊社営業担当者にお問合せください。

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 医療関係者向け製品情報サイト

<https://cardinalhealth-info.jp/>

