

2025年3月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度「カンガルー バックパック」の仕様を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。
しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品を
ご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます

敬具

— 記 —

変更内容	現行	変更後
① 固定用ストラップ	ストラップの幅：1.14cm 左右のストラップの長さ：16.5cm 上下のストラップの長さ：11.5cm	ストラップの幅：2.5cm 左右のストラップの長さ：20cm 上下のストラップの長さ：16 cm
② バックル	1つ 	2つ 

変更理由：カンガルー OMNI ポンプに対応する為

変更時期：2025年3月より順次（在庫状況により前後する場合がございます）

製品名：カンガルー バックパック

クラス分類：非医療機器

本製品は、以下製品の構成品となります。

販売名：カンガルー OMNI ポンプ

医療機器承認番号：30500BZX00190000

一般的名称(JMDNコード)：経腸栄養用輸液ポンプ (13209000)

クラス分類：Ⅲ 高度管理医療機器、特定保守管理医療機器

対象カタログ番号と変更開始ロット番号

カタログ番号	ロット番号	変更時期
770037M	6200031364	2025年3月

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。
カーディナルヘルス株式会社 医療関係者向け製品情報サイト
<https://cardinalhealth-info.jp/>

