

2025 年 6 月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「カンガルー セルジnger PEG キット」の仕様を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。

敬具

— 記 —

販 売 名：カンガルー セルジnger PEG キット

変 更 箇 所：18G 注射針、一次包装ラベル

変 更 内 容：

変更箇所	現	新
18G 注射針		
一次包装ラベル (表記)	<u>1.25mm</u> (18G)	<u>1.2mm</u> (18G)

変 更 理 由：供給元変更のため

変 更 時 期：2025 年 8 月より順次

(在庫状況により前後する場合がございます。)

対象カタログ番号と変更開始ロット番号

カタログ番号	ロット番号	リリース予定日
3760-S1G	25H0382	2025/8/29
3763-2015G	TBD	TBD
3763-2020G	TBD	TBD
3763-2025G	TBD	TBD
3763-2030G	TBD	TBD
3763-2035G	TBD	TBD
3763-2040G	25J0151	2025/9/10
3763-2045G	TBD	TBD
3763-2050G	TBD	TBD
3763-2420G	TBD	TBD
3763-2425G	TBD	TBD
3763-2430G	TBD	TBD
3763-2435G	TBD	TBD
3763-2440G	25J0164	2025/9/17
3763-2445G	TBD	TBD
3763-2450G	TBD	TBD
3763-2455G	TBD	TBD

カタログ番号	製造番号	リリース予定日
—	—	—
3763-2015	TBD	TBD
3763-2020	25J0162	2025/9/17
3763-2025	25J0145	2025/9/5
3763-2030	25J0149	2025/9/10
3763-2035	25J0163	2025/9/17
3763-2040	25J0150	2025/9/10
3763-2045	25J0156	2025/9/12
3763-2050	TBD	TBD
3763-2420	25H0241	2025/8/8
3763-2425	25J0152	2025/9/10
3763-2430	25H0242	2025/8/6
3763-2435	25J0146	2025/9/5
3763-2440	TBD	TBD
3763-2445	25J0165	2025/9/17
3763-2450	TBD	TBD
3763-2455	TBD	TBD

TBD=現時点で未定

医療機器承認番号：21600BZZ00253000

J M D N コード：38565003

以上

■ご案内文書はこちらからご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 医療関係者向け製品情報サイト

<https://cardinalhealth-info.jp/>

