

2025 年 9 月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

## 仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「SMAC プラス」「PICC キット」「Midline カテーテル」の仕様を変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。



敬具

### — 記 —

販売名： SMAC プラス / PICC キット / Midline カテーテル

変更箇所： 耐圧タイプ枝管

変更内容： 耐圧タイプの枝管の表面をマット加工する

| 変更箇所    | 現                                                                                           | 新                                                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 耐圧タイプ枝管 | 写真 1<br> | 写真 1<br> |
|         | 写真 2<br> | 写真 2<br> |

変更理由： 枝管表面をマット加工する事でクランプを位置移動しやすくする

変更時期： 2025 年 10 月上旬より順次

（在庫状況による前後する場合がございます。）

対象カタログ番号と変更開始時期

| カタログ番号     | 規格                      | 製造番号    | 変更時期       |
|------------|-------------------------|---------|------------|
| 1311-8QGHF | SMAC プラス クワッドルーメン フルキット | 25L0016 | 2025年12月上旬 |
| 13128TGHF  | SMAC プラス トリプルルーメン フルキット | 25K0126 | 2026年1月下旬  |
| 13128WGHF  | SMAC プラス ダブルルーメン フルキット  | 未定      | 未定         |
| 19118QZHFX | SMAC プラス クワッドルーメン フルキット | 25J0369 | 2025年11月中旬 |
| 19128THFX  | SMAC プラス トリプルルーメン フルキット | 25J0326 | 2025年11月中旬 |
| 19128TZHFX | SMAC プラス トリプルルーメン フルキット | 25J0327 | 2026年1月下旬  |
| 19128WHFX  | SMAC プラス ダブルルーメン フルキット  | 25L0246 | 2026年2月上旬  |
| 19128WZHFX | SMAC プラス ダブルルーメン フルキット  | 25L0061 | 2026年1月上旬  |
| 1930-14GH  | PICC キット シングルルーメン       | 未定      | 未定         |
| 193014GHF  | PICC キット シングルルーメン フルキット | 未定      | 未定         |
| 1930-18GH  | PICC キット シングルルーメン       | 25K0090 | 2025年11月上旬 |
| 193018GHF  | PICC キット シングルルーメン フルキット | 未定      | 未定         |
| 1930-18HC  | PICC キット シングルルーメン       | 未定      | 未定         |
| 193018HFC  | PICC キット シングルルーメン フルキット | 未定      | 未定         |
| 1930-23GH  | PICC キット シングルルーメン       | 未定      | 未定         |
| 193023GHF  | PICC キット シングルルーメン フルキット | 25M0016 | 2026年4月下旬  |
| 1930-23HC  | PICC キット シングルルーメン       | 未定      | 未定         |
| 193023HFC  | PICC キット シングルルーメン フルキット | 未定      | 未定         |
| 1940-14GH  | PICC キット シングルルーメン       | 未定      | 未定         |
| 194014GHF  | PICC キット シングルルーメン フルキット | 未定      | 未定         |
| 1940-18GH  | PICC キット シングルルーメン       | 25K0103 | 2025年10月下旬 |
| 194018GHF  | PICC キット シングルルーメン フルキット | 25L0011 | 2025年12月中旬 |
| 1940-18HC  | PICC キット シングルルーメン       | 25L0051 | 2025年12月上旬 |
| 194018HFC  | PICC キット シングルルーメン フルキット | 25K0307 | 2026年1月上旬  |
| 1940-23GH  | PICC キット シングルルーメン       | 25K0104 | 2025年11月上旬 |
| 194023GHF  | PICC キット シングルルーメン フルキット | 25L0052 | 2025年12月中旬 |
| 1940-23HC  | PICC キット シングルルーメン       | 未定      | 未定         |
| 194023HFC  | PICC キット シングルルーメン フルキット | 未定      | 未定         |
| 1945-14WGH | PICC キット ダブルルーメン        | 25K0308 | 2025年12月上旬 |
| 194514WGHF | PICC キット ダブルルーメン フルキット  | 25K0105 | 2025年11月下旬 |
| 1945-18WGH | PICC キット ダブルルーメン        | 25J0378 | 2025年10月下旬 |
| 194518WGHF | PICC キット ダブルルーメン フルキット  | 25J0344 | 2025年10月中旬 |
| 1945-18WHC | PICC キット ダブルルーメン        | 25M0019 | 2026年2月上旬  |
| 194518WHFC | PICC キット ダブルルーメン フルキット  | 25L0054 | 2025年12月下旬 |
| 1945-23WGH | PICC キット ダブルルーメン        | 25L0068 | 2025年11月中旬 |
| 194523WGHF | PICC キット ダブルルーメン フルキット  | 25K0092 | 2025年10月下旬 |
| 1945-23WHC | PICC キット ダブルルーメン        | 未定      | 未定         |
| 194523WHFC | PICC キット ダブルルーメン フルキット  | 25J0345 | 2025年10月下旬 |
| 1955-18TGH | PICC キット トリプルルーメン       | 25K0319 | 2026年3月中旬  |
| 195518TGHF | PICC キット トリプルルーメン フルキット | 25L0030 | 2026年1月下旬  |
| 1955-23TGH | PICC キット トリプルルーメン       | 25L0031 | 2026年5月中旬  |
| 195523TGHF | PICC キット トリプルルーメン フルキット | 未定      | 未定         |
| 1530-10GH  | Midline カテーテル           | 25L0046 | 2027年1月上旬  |
| 1530-6GH   | Midline カテーテル           | 25K0303 | 2026年3月中旬  |
| 1540-10GH  | Midline カテーテル           | 25L0010 | 2026年2月上旬  |
| 1540-6GH   | Midline カテーテル           | 25K0077 | 2026年1月下旬  |
| 1545-10WGH | Midline カテーテル ダブルルーメン   | 25K0102 | 2026年2月中旬  |
| 1545-6WGH  | Midline カテーテル ダブルルーメン   | 25K0120 | 2025年12月中旬 |



製品名：SMAC プラス

一般的名称：中心静脈用カテーテル

医療機器承認番号：21900BZX00953000

クラス分類：IV

JMDN コード：10729100

製品名：PICC キット

一般的名称：末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル

医療機器承認番号：21900BZX00862000

クラス分類：IV

JMDN コード：36257100

製品名：Midline カテーテル

一般的名称：末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル

医療機器承認番号：30400BZX00215000

クラス分類：IV

JMDN コード：36257100

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 医療関係者向け製品情報サイト

<https://cardinalhealth-info.jp/>

