


# THINK SAFETY




CVポート入り  
ヒューバー針穿刺トレーニングキット




使い方動画はこちら


# ヒューバー針の穿刺トレーニングは、CVポートの穿刺ミスを低減します




針がまっすぐ刺さっていない



針が短くて底に届いていない



針が浮いて抜けてきた



針先がコツンと底面に当たっている

## 製品特徴

弾性のある4mmの脂肪と、リアリティのあるバイオスキン性の皮膚を使用。フラッシュや吸引に加え、ドレッシングも可能です。



傾斜のあるボディ  
10mmタイプの脂肪も  
別途ご購入可能です。



傷つきにくい2mmの皮膚  
フラッシュや吸引も可能です。



CVポートは滑りやすく、  
しっかり抑えて穿刺します。



ドレッシングも可能です。  
固定や抜針の練習もできます。

## キット内容



マイクロ ニードルポート  
トレーニング用 前胸部向け  
CVPT-P08

消耗品：単品販売有



皮膚シート  
厚さ 2mmタイプ  
CVPT-S02

消耗品：単品販売有



脂肪シート  
厚さ 4mmタイプ  
CVPT-F04

消耗品：単品販売有



ボディ



カップ

型番	製品名	サイズ 単位:mm	規格	希望小売価格(税抜)	入数
CVPT-K	CVポート入りヒューバー針穿刺トレーニングキット	横260×縦380×高さ150	キット*	¥98,000	1
CVPT-P08	マイクロニードルポートトレーニング用 前胸部向け	太さ 8Fr /カテーテル長 45cm	単品	¥22,000	1
CVPT-S02	皮膚シート 厚さ 2mmタイプ	横210×縦270×高さ2.0	単品	¥30,000	1
CVPT-F04	脂肪シート 厚さ 4mmタイプ	横185×縦245×高さ4.0	単品	¥30,000	1
CVPT-F10	脂肪シート 厚さ10mmタイプ	横185×縦245×高さ10.0	単品	¥30,000	1

※ CVポート入りヒューバー針穿刺トレーニングキットには以下が入っています。  
マイクロニードルポートトレーニング用 前胸部向け/皮膚シート 厚さ2mmタイプ/脂肪シート 厚さ4mmタイプ/  
ボディ/カップ/取扱説明書

製造元：株式会社レジーナ  
販売元：カーディナルヘルス株式会社



お問い合わせ先  
カーディナルヘルス株式会社  
Tel: 0120-917-205  
[cardinalhealth.jp](http://cardinalhealth.jp)