

Think Safety

PICCキット専用の安全で簡便な無縫合固定具

Argyle™ Fukuroi カテーテル フィクスチャ



PICCキット専用の安全で簡便な無縫合固定具

特長

Compact

コンパクトな形状により、刺入部に近い位置でカテーテルを保持できます。

Clear stability

柔軟な材質のソフトウイングは、カテーテルをしっかりと保持します。
フラットな構造により、固定具全体をテープでしっかりと保持できます。

Comfortable


柔軟な材質のソフトウイングは、皮膚への刺激を低減します。



キット内容

- 1. ソフトウイング
- 2. フィクスチャ
- 3. 固定用テープ
- 4. 仮止めテープ

使用方法



固定具キット

カタログ番号	適用カテーテルサイズ	色	キット内容
1930-PF	3Fr	グレー	固定具 固定用テープ
1940-PF	4Fr	ブルー	
1945-PF	4.5Fr	グリーン	

包装：1キット毎滅菌済 包装単位：20キット/箱 再使用禁止

交換用テープ

カタログ番号	内容
1900-PF	固定用テープ

包装：1枚毎滅菌済
包装単位：20枚/箱 再使用禁止

【製品規格】

一般的名称：カテーテル等保持用ホルダ
販売名：カテーテル フィクスチャ
医療機器届出番号：22B1X00007NS020A
クラス分類：Ⅰ 一般医療機器



製品情報サイトは
こちら



お問い合わせ先
カーディナルヘルス株式会社
Tel：0120-917-205
cardinalhealth.jp