

2025 年 11 月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「Midline カテーテル」の仕様を変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。

敬具

— 記 —

販売名： Midline カテーテル

変更箇所： ステッカーの同梱 / クランプの色変更 / ガイドワイヤディスペンサの形状変更

変更内容：

変更箇所	現	新
ステッカー	無	
クランプ		
ガイドワイヤディスペンサ		

変更理由：【ステッカー】枝管に貼付することで他カテーテルとの誤認識を防ぐため

【クランプ】色を分岐部の緑と併せ、他カテーテルとの誤認識を防ぐため

【ガイドワイヤディスペンサ】ガイドワイヤの不意な飛び出しを防ぐため



変更時期： 2026 年 1 月より順次
(在庫状況により前後する場合がございます。)

対象カタログ番号と変更開始時期

カタログ番号	製品名・規格	変更開始 ロット番号	変更時期
1530-10GH	Midlineカテーテル シングルルーメン	未定	2026年3月上旬
1530-6GH	Midlineカテーテル シングルルーメン	26A0296	2026年2月中旬
1540-10GH	Midlineカテーテル シングルルーメン	26A0125	2026年1月中旬
1540-6GH	Midlineカテーテル シングルルーメン	26A0091	2026年1月下旬
1545-10WGH	Midlineカテーテル ダブルルーメン	26B0041	2026年2月下旬
1545-6WGH	Midlineカテーテル ダブルルーメン	25M0215	2026年1月上旬

販 売 名： Midline カテーテル
医療機器承認番号： 30400BZX00215000
一 般 的 名 称： 末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル
JMDN コード： 36257100

以上

■ご案内文書はこちらからご参照いただけます。
カーディナルヘルス株式会社 医療関係者向け製品情報サイト
<https://cardinalhealth-info.jp/>

