

2025 年 12 月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「トロッカー アスピレーション キット」の仕様を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。
しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。







敬具

— 記 —

販 売 名： トロッカー アスピレーション キット

変 更 箇 所： パッケージ、タグ、リディング

変 更 内 容： ①アスピレーションバルブを単体の梱包に変更
②製品の適正使用を目的としたタグの文言変更
③リディングへ使用上の注意事項を追記

変更箇所	現	新
パッケージ	 アスピレーションバルブを延長チューブに接続した状態で梱包	 アスピレーションバルブを単体で梱包
タグ	 「アスピレーションバルブはシリンジ操作以外はせず。」 と記載	 「アスピレーションバルブは積極排液時以外は装着しないこと」と記載
リディング		 アスピレーションバルブの使用上の注意事項を追記



変 更 理 由： アスピレーションバルブの適正な使用方法を案内するため

変 更 時 期： 2025 年 12 月より順次

(在庫状況により前後する場合がございます。)

対象カタログ番号と変更開始ロット番号

カタログ番号	ロット番号
5620-0609	26A0373
5620-0620	25M0291
5620-0809	未定
5620-0820	26A0358
5620-1220	25M0310

販 売 名： トロッカー アスピレーション キット

医療機器承認番号： 16200BZZ01117000

J M D N コード： 70306000

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 医療関係者向け製品情報サイト

<https://cardinalhealth-info.jp/>

