

2026 年 1 月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

## 仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度「カンガルー OMNI™ポンプセット」の仕様を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。  
しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具



— 記 —

製 品 名：カンガルー OMNI™ポンプセット\*

対象カタログ番号：B5FD、B10FD、B10FF

変 更 内 容：上流側チューブ（栄養剤バックとカセット間の上流チューブ）の長さ変更  
24inch(約 61cm)→ 15inch(約 38cm)

\*カンガルー OMNI™ポンプセット は医療機器承認番号 30500BZX00190000 販売名カンガルー OMNI ポンプの  
構成品になります。

変更箇所（B5FD/B10FD）： 黄色マーク箇所	変更箇所（B10FF）： 黄色マーク箇所
<p>〔500mL フィードセット/1,000mL フィードセット〕</p> 	<p>〔フィード&amp;フラッシュセット 各 1000mL〕</p> 

変更理由: チューブの長さの最適化による現場での取扱い易さへの考慮

変更時期: 2026 年 1 月より順次（在庫状況により前後する場合がございます）

**対象カタログ番号と変更開始時期**

品番	製品名	初回ロット	変更時期
B5FD	カンガルー OMNI™ポンプセット 500ml フィードセット	2514600964	入荷次第
B10FD	カンガルー OMNI™ポンプセット 1,000ml フィードセット	2514600264	入荷次第
B10FF	カンガルー OMNI™ポンプセット フィード&フラッシュセット	2515400164	2026 年 1 月以降

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 医療関係者向け製品情報サイト

<https://cardinalhealth-info.jp/>

