

2026 年 8 月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

アスピレーション セルジンガー キット販売終了及び代替品のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「アスピレーション セルジンガー キット」の製品仕様変更に伴いまして、現行品につきましては現在の在庫を持ちまして販売を中止する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

しばらくの間、現行品と後継品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。

敬具

— 記 —

販 売 名： アスピレーション セルジンガー キット


変 更 箇 所： アスピレーションバルブ、フルキット化、タグ、ダイレーター

変 更 内 容： ①アスピレーションバルブを単体の梱包に変更

②製品のフルキット化

③製品の適正使用を目的としたタグの文言変更

④ダイレーターの形状変更

変更箇所	現行品	後継品
アスピレーションバルブ	 アスピレーションバルブを延長チューブに接続した状態で梱包	 アスピレーションバルブを注射筒に接続した状態で梱包
フルキット化	-	 フルキット化に伴い、シール包装をパウチ包装に変更し、キット内に覆布及びドレッシング材を追加

タグ	 「アスピレーションバルブはシリンジ操作以外はせず。」と記載	 「アスピレーションバルブは積極排液時以外は装着しないこと」と記載
ダイレーター		 2ピース化に加えて、デブスマークの記載ありに変更

販売終了理由：安全な製品使用を目的とした製品仕様変更を行う為

販売終了時期：2026年9月より順次（現行品在庫状況により前後する場合がございます。）

	現 行 品	後 継 品
販 売 名	アスピレーション セルジンガー キット	
品 番	5630-530 5630-820 5630-820P	5630-530F 5630-820F 5630-820PF
規 制 区 分	承認：21200BZZ00302000	認証：21200BZZ00302000
JMDNコード	10741102	

以上

■ご案内文書はこちらからご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 医療関係者向け製品情報サイト

<https://cardinalhealth-info.jp/>

