

2026 年 9 月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「シース イントロデューサー セット」に同梱しております無菌操作用スリーブコネクタの仕様を下記の通り変更する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。

しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。

敬具

— 記 —

販 売 名：シース イントロデューサー セット

一 般 的 名 称：心臓用カテーテルイントロデューサキット

医療機器承認番号：20300BZZ00629000

J M D N コード：10598000

変更箇所：無菌操作用スリーブのコネクタ

変更内容：コネクタ形状の変更および、横リブの代わりに黒い O リングを追加

変更箇所	現	新
変更箇所	 	 
説明	上図の赤丸部におけるアダプタの材料枯渇が発生することから、コネクタ形状を変更し、横リブの代わりに黒い O リングを追加します。 これにより、シースの引き出し抵抗も安定し、シース引張強度も向上します。	

変更理由：安定供給を計るため

変更時期：2026 年 10 月下旬より順次（在庫状況により前後する場合がございます。）

対象カタログ番号と変更開始ロット番号

カタログ番号	製造番号	変更時期
1-6180E07M	未定	未定
1-6180E10M	未定	未定
1-6190E07M	26K0179	10 月下旬
1-6190E10M	未定	未定
1-6180Z10M	26L0053	11 月上旬
1-6190Z07M	未定	未定
1-6190Z10M	26L0054	11 月上旬
1-6190E07A	未定	未定

■ご案内文書はこちらからご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 製品情報・FAQ サイト

<https://cardinalhealth-info.jp/>



以上